

# ventura bite 2.0

**(ES) INSTRUCCIONES DE USO**

**1. DESCRIPCIÓN**

**Ventura bite 2.0** es un elastómero de silicona del tipo polivinilsiloxano cuya reticulación se realiza por reacción de poliadición. Las propiedades mecánicas del producto reticulado y la reproducción de detalles son excelentes. Presenta una alta tixotropía y una baja contracción y no se adhiere ni a resinas orgánicas ni al yeso.

**2. INDICACIONES**

Registro oclusal de alta precisión.  
Material clave para registros oclusales con aguja.  
Realización de segmentos de modelo.  
Para aplicaciones que requieran registros de mordida rígidos.  
**Ventura Bite 2.0** es compatible con los yesos Ventura Stone (Tipo III) y el yeso extraduro Ventura Superdie Rock (Tipo IV).

**3. CONTRAINDICACIONES**

Las sustancias que el producto contiene pueden causar reacciones alérgicas a ciertas personas.

**4. PREPARACIÓN DE LA PISTOLA DISPENSADORA**

- 1. Insertar el cartucho deslizándolo verticalmente en las guías previstas al efecto.
- 2. Presionar la palanca hasta que el émbolo se apoye sobre el cartucho.

**5. MEZCLA**

Desenroscar mediante un giro de 90° (1/4 de vuelta), retirar y descartar el tapón del cartucho, el cual no volverá a ser utilizado. Dispensar el material hasta que salga la misma cantidad por ambos orificios del cartucho, entonces colocar una punta mezcladora, bloqueando la misma mediante un giro de 90° (1/4 de vuelta). Para un dispensado más preciso, puede insertarse una punta intraoral para registro de mordida en la punta mezcladora.

**6. TOMA DE IMPRESION**

Aplique el registro de mordida de acuerdo a la técnica deseada (oclusal o bucal) Dispensar el material en primer lugar sobre las áreas del diente preparadas manteniendo la punta mezcladora dentro del material para evitar la formación de burbujas. Proceder a que el paciente muerda. El material debe ser colocado directamente sobre los dientes antes de transcurridos 30 segundos de comenzada la mezcla y mantenido la posición de oclusión durante no menos de 45 segundos. Retirar cuidadosamente el registro de mordida fraguado tras el tiempo recomendado. Retirar los restos de material de la boca. Recorte el registro para asegurar el correcto ajuste al modelo. Una vez concluida la operación, dejar la punta mezcladora colocada en el cartucho hasta su próxima utilización. El material polimerizado dentro de la misma servirá de tapón. Entre un uso y otro, guardar la pistola dispensadora con la punta mezcladora hacia abajo. Las puntas intraorales y mezcladoras son de un solo uso. Para una posterior utilización del mismo cartucho, quitar la punta mezcladora anterior mediante una rotación de 90° (1/4 de vuelta), colocar una nueva punta mezcladora y proceder.

**7. DESINFEECCION**

Una vez retirado el registro de mordida de la boca, enjuagar con agua fría. La impresión puede ser desinfectada con las soluciones o sprays adecuados para tal fin, como una solución al 2% de glutaraldehído. Siga las instrucciones del fabricante.

**8. PRECAUCIONES**

-El contacto del material con guantes de latex puede impedir el fraguado del material. Se recomienda el uso de guantes de vinilo.  
-No combinar con siliconas de condensación, poliéter o polisulfuro.  
-Evitar el contacto del material con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar un médico inmediatamente.  
-La silicona se adhiere a la ropa, de donde es muy difícil de eliminar incluso con agentes químicos.  
-No usar después de la fecha de caducidad.

**9. CONSERVACION**

Para que el producto mantenga sus características óptimas es aconsejable que se conserve a temperaturas de entre 5 y 25°C.

**10. NUMERO DE LOTE Y CADUCIDAD**

Están impresos en cada envase.

**11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Clasificación Norma ISO 4823: Tipo B  
Color: Lavanda  
Proporción base : catalizador: 1 : 1.  
Tiempo de mezclado: Automezclado.  
Tiempo de trabajo a 23 °C: 12" \*.  
Permanencia en cavidad oral: 45" \*.  
Tiempo de fraguado: ≈ 1' \*.  
Variación dimensional lineal a las 24 horas: ≤ 0,5%  
Dureza Shore A a 24 h. : 89.

*\*Los tiempos antes mencionados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23°C (73°F). Temperaturas más altas acortan estos tiempos a la vez que temperaturas más bajas los alargan.*

**12. SOLO PARA USO PROFESIONAL**

Estos materiales han sido desarrollados para uso exclusivo de dentistas y deben manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso. Las recomendaciones incluidas en las instrucciones corresponden al estado actual de los conocimientos sobre técnicas dentales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por otros usos o manipulaciones incorrectas.  
**Precaución:** en caso de accidente grave en relación con el producto, se debe informar al fabricante y a la autoridad competente.

**(EN) INSTRUCTIONS FOR USE**

**1. DESCRIPTION**

**Ventura bite 2.0** is a silicone elastomer of the vinyl-polysiloxane type whose reticulation takes place based on a polyaddition reaction. The reticulated product's mechanical properties and reproduction of detail are excellent. **Ventura bite 2.0** presents a high thixotropy and low contraction. It does not adhere to organic resins or gypsum.

**2. INDICATIONS**

Accurate occlusal registrations.  
Key material for needle point registration.  
Production of small model segments.  
For applications that require hard bite registrations.  
**Ventura Bite 2.0** is compatible with Ventura Stone (Type III) and Ventura Superdie Rock (Type IV).

**3. CONTRAINDICATIONS**

The substances that the product contains may cause allergic reactions to certain individuals.

**4. PREPARATION OF THE DISPENSING GUN**

- 1. Load the cartridge by sliding it vertically through the leads provided for this purpose.
- 2. Press the lever until the plunger rests on the cartridge.

**5. MIXING**

Unscrew the cartridge cap by turning it 90° (1/4 of a revolution), remove it and discard it, as it cannot be reused. Extrude impression material until the same amount comes out from the cartridges bores and then mount the appropriate mixing tip, blocking it by means of a 90° turn (1/4 of a revolution). For a more precise dispensing, a bite registration oral tip may be placed on the mixing tip

**6. MAKING THE IMPRESSION**

Apply bite registration material according to the desired technique (occlusal or buccal). Extrude material first onto areas where teeth have been prepared keeping the end of the mixing tip immersed in the material to avoid the formation of air bubbles and ask the patient to bite. The material should be placed directly on the teeth within 30 seconds from starting the mix and kept in occlusion position for at least 45 seconds. Carefully remove the set bite registration after the recommended time. Remove all residues of the material from the mouth. Trim bite registration to ensure correct seating on model. Once you have finished the procedure, leave the mixing tip on the cartridge until the next use as it serves as a cap. Between uses, store the dispensing gun with the mixing tip facing down. Intraoral tips and mixing tips are for single use only.  
For the next mix using the same cartridge, remove the used mixing tip by turning it 90° (1/4 of a revolution), insert a new mixing tip and proceed.

**7. DISINFECTING**

Once bite registration is removed from mouth, rinse under cold water. The impression can then be disinfected with appropriate disinfecting solutions or sprays such as 2% glutaraldehyde. Take care to follow the manufacturer's instructions for use.

**8. PRECAUTIONS**

-Contact with latex gloves may impair the setting reaction. Vinyl gloves are recommended.  
-Do not combine with condensation curing silicones, polyether or polysulfide.  
-Avoid contact of materials with eyes. In case of contact rinse eyes with plenty of water and consult a physician immediately.  
-Silicone adheres to clothes from where it may be very difficult to remove, even by using chemical agents.  
-Do not use after the expiry date.

**9. STORAGE**

In order for the product to maintain its optimum characteristics, it is advisable to store it at temperatures between 5°C and 25°C.

**10. LOT NUMBER AND EXPIRY DATE**

They are printed on each package.

**11. TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Classification ISO 4823: Type B  
Color: Lavender  
Mixing ratio base : catalyst: 1 : 1.  
Mixing time: : Automixing.  
Working time at 23 °C: 12" \*.  
Time in oral cavity: 45" \*.  
Setting time: ≈ 1' \*.  
Linear dimensional variation at 24 hours: ≤ 0,5%  
Shore A Hardness at 24 hours: 89.

*\*These times are intended from the beginning of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures shorten while lower temperatures prolong these setting times.*

**12. FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

These materials have been developed to be used exclusively by dentists and must be handled according to the instructions for use. The recommendations included in the instructions correspond to the current state of knowledge regarding dental techniques. The manufacturer cannot be held responsible for damages caused by other uses or incorrect handling. **Caution:** Should a serious incident in relation to the product occur, it should be reported to the manufacturer and the competent authority.

Instructions for use issued in 2024-05

**(FR) MODE D'EMPLOI**

**1. DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Ventura bite 2.0** est un élastomère de type polyvinylesiloxane réticulant par réaction de polyaddition. Les propriétés mécaniques du produit réticulé et la reproduction des détails sont excellentes. C'est un produit à thixotropie élevée et à faible contraction qui n'adhère ni aux résines organiques ni au plâtre.

**2. INDICATIONS**

Enregistrement de l'occlusion de haute précision.  
Matériau essentiel pour l'enregistrement de l'occlusion au pointeau.  
Réalisation de petits segments de modèle.  
Pour applications exigeant des enregistrements rigides.  
**Ventura Bite 2.0** est compatible avec Ventura Stone (Type III) et Ventura Superdie Rock (Type IV).

**3. CONTRAINDICATIONS**

Les substances contenues dans le produit peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

**4. PRÉPARATION DU PISTOLET MELANGEUR**

- 1. Introduire la cartouche en la glissant verticalement dans les rainures prévues à cet effet.
- 2. Actionner le levier jusqu'à ce que le piston vienne s'appuyer sur la cartouche.

**5. MÉLANGE**

Dévisser le bouchon de la cartouche en le tournant de 90° (1/4 de tour), l'enlever et le jeter car il ne sera pas réutilisé. Actionner le pistolet jusqu'à ce que la même quantité de matériau sorte par les deux orifices de la cartouche, appliquer alors un embout mélangeur et verrouiller en le tournant de 90° (1/4 de tour). Pour une application plus précise, un embout intra-oral pour enregistrement du mordu peut éventuellement être inséré dans l'embout mélangeur.

**6. PRISE D'EMPREINTE**

Procédez à l'enregistrement du mordu suivant la technique souhaitée (occlusale ou buccale). Appliquez le produit d'abord sur les zones de la dent qui ont été préparées, en maintenant l'embout mélangeur dans le produit pour éviter la formation de bulles et demander au patient de mordre. Le matériau doit être appliqué directement sur les dents dans les 30 secondes qui suivent le mélange et maintenu en place au minimum 45 secondes. Enlever avec précaution l'empreinte/mordu une fois terminée la prise, suivant le temps recommandé. Retirer les restes de produit de la bouche. Découper l'empreinte pour assurer l'ajustement correct au modèle. Une fois l'opération terminée, laisser l'embout mélangeur sur le pistolet jusqu'à sa prochaine utilisation. Le matériau polymérisé à l'intérieur fera office de bouchon. Entre chaque utilisation, conserver le pistolet mélangeur avec l'embout orienté vers le bas. Lors d'une prochaine utilisation de la cartouche, enlever l'embout mélangeur précédent en le tournant de 90° (1/4 de tour) pour appliquer un embout neuf et procéder à l'opération. Les embouts intra-oraux et mélangeurs sont à usage unique.

**7. DÉSINFECTION**

Une fois l'empreinte retirée de la bouche, rincer à l'eau froide. L'empreinte peut être désinfectée avec des solutions ou sprays spécifiquement adaptés à cette fin, comme une solution à 2% de glutaraldéhyde. Suivez les instructions du fabricant.

**8. PRÉCAUTIONS**

-Le contact du produit avec des gants en latex peut inhiber la réaction de prise. Il est recommandé d'utiliser des gants en vinyle.  
-Ne pas mélanger à des silicones polymérisés par condensation, à du polyéthère ou à des polysulfures.  
-Évitez le contact du produit avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.  
-Le silicone s'incruste dans les fibres des vêtements et est très difficile à éliminer, même à l'aide d'agents chimiques.  
-Ne pas utiliser après la date de péremption.

**9. CONSERVATION**

Pour que le produit conserve ses caractéristiques optimales, il est recommandé de le stocker à des températures comprises entre 5 et 25°C.

**10. NUMÉRO DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION :**

Ils sont imprimés sur chaque unité.

**11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Classification Norme ISO 4823 : Type B  
Couleur : Lavende  
Proportion base : catalyseur : 1 : 1.  
Temps de mélange : Auto-mélange.  
Temps de travail à 23 °C : 12" \*.  
Permanence en cavité orale : 45" \*.  
Temps de prise : ≈ 1' \*.  
Variation dimensionnelle linéaire au bout de 24 heures : ≤ 0,5%  
Dureté Shore A au bout de 24 h : 89.

*\*Les temps mentionnés ci-dessus s'entendent depuis le début du mélange à 23°C (73°F). Plus les températures sont élevées, plus ces temps se réduisent et vice-versa, plus les températures sont basses, plus ces temps augmentent.*

**12. POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

Ces matériaux ont été développés pour être utilisés exclusivement par les dentistes et doivent être manipulés conformément au mode d'emploi. Les recommandations incluses dans le mode d'emploi correspondent à l'état actuel des connaissances en matière de techniques dentaires. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par d'autres utilisations ou une mauvaise manipulation.

**Avvertissement:** En cas d'incident grave lié au produit, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Mode d'emploi édité en 2024-05

# ventura bite 2.0

## PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### 1.DESCRICÃO DO PRODUTO

**Ventura bite 2.0** é um elastómero de silicone do tipo polivinilsiloxano cuja reticulação realiza-se por reação de poli adição. As propriedades mecânicas do producto reticulado e a reprodução de detalhes são excelentes. Apresenta uma alta tixotropia e uma baixa contração e não se adere nem a resinas organicas ou gessos.

### 2.INDICAÇÃO

Registro oclusal de alta precisão. Material chave para registros oclusais com agulha. Realização de segmentos de modelo. Para aplicações que requerem registros de mordida rigorosos. **Ventura Bite 2.0** é compatível com Ventura Stone (Tipo III) e Ventura Superdie Rock (Tipo IV).

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

As sustancias que o producto conten podem causar reações alérgicas a certas pessoas.

### 4. PREPARAÇÃO DA PISTOLA DISPENSADORA

- Inserir o cartucho deslizando verticalmente nas guías previstas para o efeito.
- Pressionar a barra até que o embolo se posicione sobre o cartucho.

### 5. MISTURA

Desenrosacar mediante uma volta de 90° (1/4 de volta), retirar e descartar a tampa do cartucho, o qual não deverá ser reutilizado. Dispensar o material até que saia a mesma quantidade por ambos orifícios do cartucho, então colocar uma ponta misturadora, bloqueando a mesma mediante uma volta de 90° (1/4 de volta). Para uma melhor precisão, pode inserir uma ponta intra oral para registro de mordida na ponta misturadora.

### 6. TOMA DE IMPRESSÃO

Aplique o registro de mordida de acordó com a técnica desejada (oclusal o bucal) Dispensar o material em primeiro lugar sobre as áreas dos dentes preparado mantendo a ponta misturadora dentro do material para evitar a formação de borbulhas. Pedir ao paciente para morder. O material deve ser colocado directamente sobre os dentes antes de transcorridos 30 segundos depois de começar a mistura e mantendo a posição de oclusão durante pelo menos 45 segundos. Retirar cuidadosamente o registro de mordida fraguado passado o tempo recomendado . Retirar os restos de material da boca. Recorte o registro para assegurar o correcto ajuste ao modelo. Uma vez concluida a operação, deixar a ponta misturadora colocada no cartucho até uma próxima utilização. O material polimerizado dentro da mesma servirá de tampão. Entre utilizações, guardar a pistola dispensadora com a ponta misturadora virada para baixo. As pontas intra orais e misturadoras são de uma única utilização. Para uma posterior utilização do mesmo cartucho, retirar a ponta misturadora anterior mediante uma rotação de 90° (1/4 de volta), colocar uma nova ponta misturadora.

### 7. DESINFECÇÃO

Uma vez retirado o registro de mordida da boca, enxaguar com agua fria. A impressão pode ser desinfectada com liquidos ou sprays adequados para esse fim, como uma solução a 2% de glutaraldehído. Siga as instruções do fabricante.

### 8. PRECAUÇÕES

- O contacto do material com luvas de latex pode impedir o fraguado do material. Recomenda-se o uso de luvas de vinilo.
- Não combinar com silicones de condensação, poliéter ou polisulfuro.
- Evitar o contacto do material como olhos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com agua e consultar um médico imediatamente.
- A silicone adere-se á roupa de onde é muito difícil de eliminar inclusive com agentes químicos .
- Não usar depois da data de validade.

### 9. CONSERVAÇÃO

Para que o producto mantenha as suas características óptimas é aconselhável que se conserve a temperaturas entre 5 e 25°C.

### 10. NUMERO DE LOTE E VALIDADE

Estão impressos em cada embalagem.

### 11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classificação: Norma ISO 4823: Tipo B  
Cor: Lavanda.  
Proporção base : catalizador: 1 : 1.  
Tempo de mistura : Automistura.  
Tempo de trabalho o a 23 °C: 12" \*  
Permanencia na cavidade oral: 45" \*  
Tempo de fraguado: ≈ 1"\*.  
Variação dimensional linear ás 24 horas: ≤ 0,5%  
Dureza Shore A a 24 h. : 89.

*\*Os tempos mencionados são entendidos do inicio da mistura a 23°C (73°F). Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, temperaturas mais baixas os aumentam.*

### 12. SÓ PARA USO PROFISSIONAL

Estes materiais foram desenvolvidos para uso exclusivo de dentistas e , devem ser manipulados de acordo com as instruções de uso . As recomendações incluídas nas instruções correspondem ao actual estado dos conhecimentos sobre as técnicas dentárias.O fabricante não é responsável pelos danos causados por outros usos , ou manipulação incorrecta. **Precauções:** Em caso de incidente grave em relação ao produto , deve-se informar o fabricante e a autoridade competente.

Instruções de utilização editadas em 2024-05

## IT IISTRUZIONI D'USO

### 1.DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Ventura bite 2.0** è un elastomero di silicone di tipo polivinilsilossano la cui reticolazione si realizza con una reazione di poliaddizione. Le proprietà meccaniche del prodotto reticolato e la riproduzione dei dettagli sono eccellenti. Presenta un'alta tixotropia e una bassa contrazione e non aderisce né a resine organiche né al gesso.

### 2.INDICAZIONI

Registrazioni oclusali accurate. Materiale fondamentale per registrazioni oclusali con ago. Produzione di modelli di segmenti piccoli. Per applicazioni che richiedono registrazioni rigide del morso. **Ventura Bite 2.0** è compatibile con Ventura Stone (Tipo III) e Ventura Superdie Rock (Tipo IV).

### 3. CONTROINDICAZIONI

Le sostanze contenute nel prodotto possono causare reazioni allergiche ad alcune persone.

### 4. PREPARAZIONE DELLA PISTOLA EROGATRICE

- Caricare la cartuccia facendola scivolare verticalmente sulle guide preposte.
- Premere la leva facendo sì che il pistone si appoggi sulla cartuccia.

### 5. MISCELA

Svitare, con una rotazione di 90 gradi (1/4 di giro), togliere e eliminare il tappo della cartuccia che non verrà riutilizzato. Erogare il materiale fino a farne uscire la stessa quantità da entrambi i fori della cartuccia; collocare quindi un puntale miscelatore e bloccarlo avvitandolo con una rotazione di 90 gradi (1/4 di giro). Per un'erogazione più precisa , sul puntale di miscelazione può essere posizionata una punta intraorale per la registrazione del morso.

### 6. PRESA DELL'IMPRONTA

Applicare il materiale per la registrazione del morso secondo la tecnica desiderata (occlusale o boccale). Erogare il materiale in primo luogo sulle aree del dente predisposte mantenendo la punta del miscelatore immersa nel materiale per evitare la formazione di bolle d'aria e chiedere al paziente di mordere. Il materiale deve essere collocato direttamente sui denti entro 30 secondi dall'inizio della miscelazione e mantenuto in posizione di occlusione per almeno 45 secondi. Rimuovere con attenzione la registrazione del morso , dopo il tempo consigliato. Rimuovere tutti i residui del materiale dalla bocca. Tagliare la registrazione del morso per garantire una corretta posizione sul modello. Una volta conclusa l'operazione, lasciare collocato il puntale sulla cartuccia fino all'utilizzo successivo. Il materiale polimerizzato all'interno della stessa fungerà da tappo. Tra un uso e il seguente riporre la pistola erogatrice con il puntale miscelatore rivolto verso il basso. Le punte intraorali e i puntali di miscelazione sono esclusivamente monouso. Per un successivo utilizzo della stessa cartuccia, togliere il puntale miscelatore già utilizzato, con una rotazione di 90 gradi (1/4 di giro), collocare un puntale miscelatore nuovo e procedere.

### 7. DISINFEZIONE

Una volta tolta la registrazione oclusale dalla bocca, sciacquare con acqua fredda. Lo stampo può essere disinfettato con delle soluzioni o degli spray adatti allo scopo come ad esempio glutaraldeide alla concentrazione del 2%. Fare attenzione a seguire le istruzioni del produttore per l'uso.

### 8. PRECAUZIONI

- Il contatto con i guanti in lattice può compromettere la reazione di presa. Si raccomandano guanti in vinile.
- Non combinare con siliconi polimerizzanti per condensazione, o con polietere o polisolfuro.
- Evitare il contatto dei materiali con gli occhi. In caso di contatto sciacquare gli occhi con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Il silicone aderisce agli abiti ed è difficilmente eliminabile dagli stessi anche con l'ausilio di agenti chimici.
- Non usare dopo la data di scadenza.

### 9. CONSERVAZIONE

Per far sì che il prodotto mantenga le sue caratteristiche chimiche ottimali si raccomanda di conservarlo a una temperatura compresa tra 5 e 25°C.

### 10. NUMERO LOTTO E SCADENZA

Stampati su ogni confezione.

### 11 CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione ISO 4823: Tipo B  
Colore: Lavanda.  
Proporzione base : catalizzatore: 1 : 1.  
Tempo di miscelazione: Automiscelazione.  
Tempo di lavorazione a 23 °C: 12" \*.  
Tempo nella cavità orale: 45" \*.  
Tempo di presa: ≈ 1"\*.  
Variazione dimensionale lineare dopo 24 ore: ≤ 0,5%  
Durezza Shore A dopo 24 ore: 89.

*\*I tempi di cui sopra vengono calcolati dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F). Una temperatura più alta riduce il tempo indicato e una temperatura più bassa lo aumenta.*

### 12.SOLO PER USO PROFESSIONALE

Questi materiali sono stati sviluppati per essere utilizzati esclusivamente da dentisti e devono essere maneggiati secondo le istruzioni per l'uso.Le raccomandazioni contenute nelle istruzioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze sulle tecniche odontoiatriche.Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati da altri usi o manipolazione errata. **Attenzione:**Se si verifica un incidente grave in relazione al prodotto, questo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente.

Istruzioni d'uso redatte nel 2024-05

## UK ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

### 1.ОПИС

**Ventura bite 2.0** - силіконовий матеріал вініл-полісілоксанового типу, розподілення якого відбувається на основі реакції поліпрієднання. Має відмінні механічні властивості та точне відтворення деталей. Ventura bite 2.0 має високу тиксотропність та низьку усадку. Він не з'єднується із органічними смолами або гіпсами.

### 2.ПОКАЗАННЯ

Визначення оклюзії. Високоточна оклюзійна реєстрація. Ключовий матеріал для реєстрації укусів голки. Реалізація модельних сегментів. Для застосувань, що вимагають жорсткої реєстрації прикусу. **Ventura Bite 2.0** сумісний з Ventura Stone (тип III) та Ventura Superdie Rock (тип IV).

### 3. ПРОТИПОКАЗАННЯ

Речовини, які містять продукт, можуть викликати алергічні реакції у певних людей.

### 4. ПІДГОТОВКА ДОЗАТОРНОГО ШПРИЦА

- Завантажте картридж, вставивши його вертикально через провідники призначені для цього.
- Натисніть на важіль, поки поршень не впреться в картриджі.

### 5. ЗАМІШУВАННЯ

Відкрутити кришку картриджа, повернувши його на 90° (1/4 оберту), заберіть та викиньте його, так як він не використовується повторно. Вивідати відбитковий матеріал, поки він не почне виходити з обох резервуарів з однаковою швидкістю, а потім встановіть відповідний наконечник для замішування, закрийте його за допомогою 1/4 оберту (90° оберту).

### 6. ЗНЯТТЯ ВІДБИТКУ

Видати матеріал спочатку на підготовлені зуби, а потім на всі інші та попросити пацієнта прикусити. Матеріал має бути розміщений безпосередньо на зубах протягом 30 секунд з моменту замішування суміші та утримуватися в цьому положенні не менше 45 секунд. Обережно дістати відбиток з рота. Видалити усі залишки матеріалу. Надати потрібну форму відбитку для правильного розміщення на моделі. Після того, як ви закінчили процедуру, залиште замішувальний наконечник на картриджі до наступного використання, оскільки він служить в якості ковпачка. Між використаннями роздатковий пістолет зберігати із змішувальною насадкою лицьовою стороною вниз. Для наступного замішування використовувати той самий картридж, зняти використану замішувальну насадку, повернувши її на 90 ° (1/4 оберту), встановити нову насадку для замішування та продовжити роботу.

### 7. ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після визначення оклюзії видалити відбиток з рота, промити під холодною водою. Потім відбиток може бути продезінфікований відповідними дезінфікуючими розчинами або спреями.

### 8. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При наявності чутливості до вінілових полісілоксанів може виникнути подразнення або інші алергічні реакції. Контакт із латексними рукавичками може завадити фіксації вінілполісілоксану. Потрібно уникати прямого або непрямого контакту з латексними рукавичками. Замість цього слід ретельно мити руки, щоб усунути всі сліди домішок або використовувати вінілові рукавички. Не поєднуйте із конденсаційними силіконами, полієфірами або полісульфідами. Уникайте контакту матеріалу з очима. У разі контакту промити очі великою кількістю води та негайно звернутися до лікаря. Не використовуйте після закінчення терміну придатності Силікон приліпає до одягу, його дуже важко видалити, навіть за допомогою хімічних сполук.

### 9. ЗБЕРЕЖЕННЯ

Продукт, що містить оптимальні характеристики, можна зберігати при температурі від 5 до 25 ° C.

### 10. ОМЕР ПАРТІЇ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Друкують на розповці. Матеріал був розроблений виключно для використання стоматологами.

### 11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класифікація ISO 4823: Тип B  
Колір: лаванда  
Коефіцієнт змішування база-каталізатор 1:1  
Час змішування: автоматичний  
Робочий час при 23 °C: 12 сек\*  
Час у ротовій порожнині: 45 сек\*  
Час твердіння: ≈ 1\*  
Усадка матеріалу за 24 години: ≤ 0,5%  
Твердість за Шором за 24 години: 89.

*\* Цей час розраховується від початку змішування при 23°C (73°F). Вища температура зменшує, а нижча температура збільшує час твердіння.*

### 12.ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Цей матеріал розроблений винятково для застосування в стоматології й повинен використовуватися точно відповідно до інструкції із застосування. Рекомендації, що містяться в інструкції, відповідають актуальному рівню знань про стоматологічні техніки. Виробник не несе відповідальності у випадку використання матеріалу не по інструкції або в непередбаченій області застосування.

**Застереження:** У разі виникнення надзвичайного випадку, пов'язаного із продуктом, слід повідомити про це виробника та компетентні органи.

Дата публікації інструкції із застосування: 2024-05

