



# Madespa

**Materiales  
de impresión**

# Impress 2.0

**Silicona de adición pesada**

**Indicado especialmente para:**

Técnica de doble impresión, mediante la utilización de dos viscosidades diferentes de silicona.

**Características y beneficios:**

Tipo masilla moldeable, de muy alta viscosidad, más cómodo, tanto para introducir como para extraer de boca.

Gran resistencia a la deformación y al desgarro.

Excelente recuperación elástica.

Mayor estabilidad dimensional.

Sistema de mezclado manual base y catalizador.

**Presentaciones:**

Putty Soft Regular set: 250 ml de base + 250 ml de catalizador

Putty Soft Fast set: 250 ml de base + 250 ml de catalizador

**Propiedades:**

|                           | <b>Putty Soft<br/>Regular set</b> | <b>Putty Soft<br/>Fast set</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tiempo de trabajo:        | 1'45"                             | 1'15"                          |
| Tiempo total de fraguado: | 3'                                | 2'                             |
| Dureza Shore A:           | 68                                | 68                             |
| Color:                    | Amarillo                          | Azul                           |



# Impress 2.0

## Silicona de adición fluida

### Indicado especialmente para:

Técnica de doble impresión, mediante la utilización de dos viscosidades diferentes de silicona.

### Características y beneficios:

Silicona fluida, de baja viscosidad para una precisa reproducción del detalle.

Hidrocompatible: copia de detalle en un campo oral húmedo.

Alta tixotropía.

Excelente recuperación elástica.

Gran resistencia a la deformación y al desgarró.

Formato de doble cartucho con punta auto-mix: asegura una mezcla homogénea, así como una dosificación precisa y ahorro de material.

### Presentaciones:

Light Body Regular set:

- 2x50 ml + 12 mixing tips
- 4x50 ml + 4 mixing tips

Light Body Fast set:

- 2x50 ml + 12 mixing tips
- 4x50 ml + 4 mixing tips

### Propiedades:

|                           | <b>Light Body<br/>Regular set</b> | <b>Light Body<br/>Fast set</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tiempo de trabajo:        | 2'                                | 1'                             |
| Tiempo total de fraguado: | 3'30"                             | 2'                             |
| Dureza shore A:           | 56.                               | 56.                            |
| Color:                    | Verde                             | Naranja                        |



# Bite 2.0

## Silicona de adición para registro de mordida

### Indicado especialmente para:

Registro de mordida fiables y sin deformaciones.

### Características y beneficios:

Es un vinilpolisiloxano válido para todo tipo de técnicas de oclusión.

Alta tixotropía.

Fácil de pulir después de su fraguado.

Rápido fraguado para comodidad del paciente, solo 45" en boca.

Sistema de automezcla: fácil, cómodo y sin burbujas.

### Presentaciones:

Ventura Bite 2.0 (2 x 50 ml) + 12 mixing tips

### Propiedades:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tiempo de trabajo:        | 12"     |
| Tiempo total de fraguado: | 45"     |
| Dureza Shore A:           | 89      |
| Color:                    | Lavanda |



Silicona de adición para el registro de la mordida para todo tipo de técnicas de oclusión, fácil de usar y que reproduce de manera fiel los detalles oclusales.

# Crystalsil

## Silicona transparente para matrices

### Indicado especialmente para:

La creación de matrices transparentes para reconstrucciones estéticas en composites fotopolimerizables, con técnica directa e indirecta.

### Características y beneficios:

Reproduce de forma fiel el encerado para su realización en composite fotopolimerizable gracias a su perfecta fluidez en la aplicación y a su alto grado de transparencia.

Tiene una elevada rigidez, lo que impide su deformación.

Gran transparencia del material.

### Presentaciones:

Ventura Crystalsil (2 x 50 ml) + 12 mixing tips

### Propiedades:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tiempo de trabajo:        | 1'           |
| Tiempo en cavidad oral:   | 2'           |
| Tiempo de fraguado total: | 3'           |
| Dureza Shore A:           | 70 ± 2       |
| Color:                    | Transparente |



Su gran transparencia y tiempo de procesamiento correcto, la hacen particularmente eficaz para discromía, fracturas, rotación, dientes conoides y otros tipos de malformaciones dentales.

# Top 2.0

## Silicona de condensación

### Indicado especialmente para:

Técnica de doble impresión o técnica de impresión simultánea con dos viscosidades en prótesis fijas por su alta densidad tras la polimerización.

### Características y beneficios:

Silicona de condensación que ofrece una gran precisión y una relación ideal entre el tiempo de trabajo y el tiempo de polimerización.

**Top 2.0 Putty** Masilla de color amarillo y fragancia a menta. Excelente dureza. Tiempo de elaboración y fraguado rápido.

**Top 2.0 Light** Silicona fluida de color azul. Presenta un perfecto contraste de colores usada junto con la masilla. Gran fluidez y precisión de los materiales correctos.

### Presentaciones:

Ventura Top 2.0 Putty - 900 ml.  
Ventura Top 2.0 Catalyst gel - 60 ml.  
Ventura Top 2.0 Light - 140 ml.  
Ventura Top 2.0 Kit



### Propiedades:

|                           | Top 2.0 Putty | Top 2.0 Light |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Tiempo de trabajo:        | 1'15"         | 1'30"         |
| Tiempo en cavidad oral:   | 2'30"         | 4'            |
| Total tiempo de fraguado: | 3'45"         | 5'30"         |
| Dureza shore A:           | 65 ± 2        | 45 ± 2        |
| Color:                    | Amarillo      | Azul          |

# Akryon

## Alginato para impresiones dentales

### Indicado especialmente para:

Procedimientos de impresión dental que requieran facilidad de uso, buena reproducción de detalles y resultados fiables, como modelos de estudio, prótesis removibles, antagonistas, ortodoncia y férulas

### Características y beneficios:

Alginato dental diseñado para proporcionar una mezcla homogénea, fácil manipulación y una adecuada reproducción de detalles.

Ofrece una consistencia óptima para facilitar la toma de impresiones y obtener resultados fiables en los procedimientos habituales de la práctica odontológica.

### Presentaciones:

Akryon Alginato - Bolsa 500 g

### Propiedades:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Porporción de mezcla (polvo : agua) | 1:2   |
| Sabor:                              | Melón |
| Color:                              | Verde |
| Tiempo de mezcla:                   | 30"   |
| Tiempo de trabajo                   | 1'30" |
| Tiempo total de fraguado:           | 3'30" |





*M*adespa

Río Torviscal, 8 - 45007 - Toledo

España - Spain

Tel. (+34) 925.24.10.25

E-mail:

[info@maadespa.com](mailto:info@maadespa.com)

[international@maadespa.com](mailto:international@maadespa.com)

[www.madespa.com](http://www.madespa.com)

Rev.02 2026-09

