

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-3390
	LÍNEA CLÍNICA <i>CLINIC PRODUCTS</i>	
	Revisión 01 12/02/2026 Página 1 de 1	

1 PRODUCTO <i>PRODUCT</i>	
Referencia <i>Code</i>	3390
Nombre <i>Name</i>	VENTURA IMPRESS 2.0 PUTTY SOFT FAST SET

2 DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	
Tipo de material <i>Type of material</i>	Silicona de adición tipo 0 <i>Type 0 addition silicone.</i>
Clasificación <i>Classification</i>	Producto Sanitario de Clase I <i>Class I Medical Device.</i>
Norma <i>Standard</i>	ISO 4823

3 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS <i>CHARACTERISTICS OF THE NON-CURED PRODUCT</i>		
	Catalizador <i>Catalyst</i>	Base <i>Base</i>
Aspecto <i>Appearance</i>	Pasta <i>Paste</i>	Pasta <i>Paste</i>
Color <i>Colour</i>	Blanco <i>White</i>	Azul <i>Blue</i>
Density <i>Density</i>	1,60 g/cm ³	1,60 g/cm ³

4 FRAGUADO <i>CURING</i>	
Tiempo de mezcla <i>Mixing time</i>	30''
Tiempo de trabajo <i>Working time</i>	1'15''
Tiempo de fraguado <i>Setting time</i>	2'

5 CARACTERÍSTICAS TRAS LA RETICULACIÓN <i>CHARACTERISTICS OF THE CROSS-LINKED PRODUCT</i>	
Dureza Shore A (24 horas) <i>Shore A hardness (24 hours)</i>	Aprox. 68
Reproducción de detalles <i>Detail reproduction</i>	75 µm
Variación dimensional lineal <i>Linear dimensional change</i>	≤ 1,5 %
Recuperación elástica <i>Elastic recovery</i>	≥ 96,5 %
Deformación por compresión <i>Strain in compression</i>	0,8 – 20,0 %
Compatibilidad con yeso <i>Compatibilty with plaster</i>	75 µm

6 ALMACENAMIENTO <i>STORAGE</i>	
Temperatura de almacenamiento recomendada <i>Recommended storage temperature</i>	5 °C (41 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida media <i>Shelf life</i>	3 años <i>3 years</i>

7 ENVASADO <i>PACKAGING</i>
Caja indicando número de lote y fecha de caducidad, que contiene: <i>Box indicating lot number y expiry date, which contains:</i> <ul style="list-style-type: none"> Catalizador en bote de 250 ml. <i>Catalyst in a 250 ml jar.</i> Base en bote de 250 ml. <i>Base in a 250 ml jar.</i> 2 dosificadores de distinto color. <i>2 scoops in different colours.</i> Instrucciones de uso <i>Instructions for use.</i>