

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-3271
	LÍNEA DE LABORATORIO LABORATORY LINE	Rev.: 01
		27/04/2026
		Página Page 1 de of 1

1 PRODUCTO <i>PRODUCT</i>
VENTURA GINGIVAL ELASTIC

2 DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	
Descripción <i>Description</i>	Silicona de adición adecuada para la reproducción de máscaras gingivales en modelos maestros. <i>Addition curing silicone suitable for the reproduction of gingival masks on master models.</i>
ISO 4823	Tipo 2: Consistencia media <i>Type 2: Medium bodied consistency</i>

3 COMPOSICIÓN TÍPICA <i>TYPICAL COMPOSITION</i>	
Polivinilmetilsiloxano <i>Polyvinylmethylsiloxane</i>	
Relleno inorgánico <i>Inorganic fillers</i>	
Polimetilhidrógenosiloxano <i>Polymethylhydrogensiloxane</i>	
Catalizador de platino <i>Platinum catalyst</i>	
Pigmentos <i>Pigments</i>	

4 PROPIEDADES DESPUÉS DE LA RETICULACIÓN <i>PROPERTIES OF THE CORSS-LINKED PRODUCT</i>	
Color <i>Colour</i>	Encía <i>Gingiva</i>
Ratio de mezcla <i>Mixing ratio</i>	1:1
Tiempo de mezcla <i>Mixing time</i>	Sistema auto-mix <i>Auto-mix system</i>
Tiempo de trabajo total <i>Total working time</i> (ISO 4823)	1:00 min (*)
Tiempo de fraguado total <i>Total setting time</i> (ISO 4823)	5:00 min (*)
Dureza Shore A <i>Shore A hardness</i>	47 ± 2
Cambio dimensional lineal <i>Lineal Dimensional Change</i> (ISO 4823)	< 0,3 %
Resistencia al desgarro <i>Tear strength</i>	> 6,5 N/mm
(*) Tiempos medidos a 23°C ± 2 (73 ± 4°F) y 50 ± 5 % de HR. Temperaturas más bajas aumentan los tiempos y temperaturas superiores los acortan. <i>Application is at 23° C ± 2° C (73 ± 4 ° F) and 50 ± 5% relative humidity. Higher temperature reduces working and setting times and lower temperature prolongs working and setting times.</i>	

5 ALMACENAMIENTO <i>STORAGE</i>	
Temperatura de almacenamiento recomendada <i>Recommended storage temperature</i>	10 °C (50 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida media <i>Shelf life</i>	3 años 3 years

6 PRESENTACIÓN <i>PACKAGING</i>	
3271 – VENTURA GINGIVAL ELASTIC -2x50 ML+12 MIX.TIPS + 12 INTR.TIPS: Caja con 2 bicartuchos de 50 ml, 1 botella de separador de 8 ml, 12 puntas mezcladoras y 12 puntas intraorales. <i>Box with 2 x 50 ml dual cartridges, 1 x 8 ml separator bottle, 12 mixing tips and 12 intraoral tips.</i>	