

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-3392
	LÍNEA CLÍNICA <i>CLINIC PRODUCTS</i>		Rev. 03
			22/07/2026
			Página 1 de 1

1 PRODUCTO *PRODUCT*

Referencia <i>Code</i>	3392
Nombre <i>Name</i>	VENTURA IMPRESS 2.0 PUTTY SOFT REGULAR SET

2 DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*

Tipo de material <i>Type of material</i>	Silicona de adición tipo 0 <i>Type 0 addition silicone</i> .
Clasificación <i>Classification</i>	Producto Sanitario de Clase I <i>Class I Medical Device</i> .
Norma <i>Standard</i>	ISO 4823

3 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS *CHARACTERISTICS OF THE NON-CURED PRODUCT*

	Catalizador <i>Catalyst</i>	Base <i>Base</i>
Aspecto <i>Appearance</i>	Pasta <i>Paste</i>	Pasta <i>Paste</i>
Color <i>Colour</i>	Blanco <i>White</i>	Amarillo <i>Yellow</i>
Density <i>Density</i>	1,60 g/cm ³	1,60 g/cm ³

4 FRAGUADO *CURING*

Tiempo de mezcla <i>Mixing time</i>	30''
Tiempo de trabajo <i>Working time</i>	1'45''
Tiempo de fraguado <i>Setting time</i>	3'

5 CARACTERÍSTICAS TRAS LA RETICULACIÓN *CHARACTERISTICS OF THE CROSS-LINKED PRODUCT*

Dureza Shore A (24 horas) <i>Shore A hardness (24 hours)</i>	68
Reproducción de detalles <i>Detail reproduction</i>	75 µm
Variación dimensional lineal <i>Linear dimensional change</i>	≤ 0,5 %
Recuperación elástica <i>Elastic recovery</i>	≥ 99 %
Deformación por compresión <i>Strain in compression</i>	4 %
Compatibilidad con yeso <i>Compatibilty with plaster</i>	75 µm

6 ALMACENAMIENTO *STORAGE*

Temperatura de almacenamiento recomendada <i>Recommended storage temperature</i>	5 °C (41 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida media <i>Shelf life</i>	3 años <i>3 years</i>

7 ENVASADO *PACKAGING*

Caja indicando número de lote y fecha de caducidad, que contiene:

Box indicating lot number y expiry date, which contains:

- Catalizador en bote de 250 ml. *Catalyst in a 250 ml jar.*
- Base en bote de 250 ml. *Base in a 250 ml jar.*
- 2 cucharas medidoras de distinto color. *2 scoops in different colours.*
- Instrucciones de uso *Instructions for use.*