

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-3271
	LÍNEA LABORATORIO / LABORATORY		Revisión: 00
			02.02.2018
			Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>	
Ventura Gingival Elastic	
Silicona de adición adecuada para la reproducción de máscaras gingivales en modelos maestros / <i>Addition curing silicone suitable for the reproduction of gingival masks on master models</i>	
ISO 4823	Tipo 2 / <i>Type 2</i> : Consistencia media / <i>Medium bodied consistency</i>

2 COMPOSICION / <i>COMPOSITION</i>
Polivinilmetilsiloxano / <i>Polyvinylmethylsiloxane</i>
Relleno inorgánico / <i>Inorganic fillers</i>
Polimetilhidrógenosiloxano / <i>Polymethylhydrogensiloxane</i>
Catalizador de platino / <i>Platinum catalyst</i>
Pigmentos / <i>Pigments</i>

3 CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA RETICULACIÓN / <i>CHARACTERISTIC OF THE CROSS-LINKED PRODUCT</i>	
Color / <i>Colour</i>	Encía / <i>Gingiva</i>
Ratio de mezcla / <i>Mixing ratio</i>	1:1
Tiempo de mezcla / <i>Mixing time</i>	Sistema auto-mix / <i>Auto-mix system</i>
Tiempo de trabajo total / <i>Total working time</i> (ISO 4823)	1' 00" ± 10" ⁽¹⁾
Tiempo de fraguado total / <i>Total setting time</i> (ISO 4823)	6' 00" ± 10" ⁽¹⁾
Dureza Shore A / <i>Shore A hardness</i>	45 ± 2
Cambio dimensional lineal / <i>Lineal Dimensional Change</i> (ISO 4823)	< 0,30 %
Resistencia al desgarro / <i>Tear strength</i>	> 6,5 N/mm
(1) Ensayo de reactividad a 24 °C (75 °F) y 50 % de humedad relativa. Temperaturas mayores reducen el tiempo, temperaturas menores lo incrementan / <i>Reactivity test at 24 °C (75 °F) and 50 % relative humidity. Higher temperatures reduce the times, lower temperatures increase them</i>	

4 ALMACENAMIENTO STORAGE	
Temperatura de almacenamiento recomendada / <i>Recommended storage temperature</i>	≤ 10 °C (50 °F) ≥ 25 °C (77 °F)
Vida media / <i>Shelf life</i>	3 años / 3 years